

行政院環境保護署公告

中華民國 105 年 7 月 20 日

環署檢字第 1050057740 號

主 旨：預告訂定「空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301.15C）」草案。

依 據：行政程序法第 154 條第 1 項。

預告事項：

一、訂定機關：行政院環境保護署。

二、訂定依據：室內空氣品質管理法第 11 條第 3 項。

三、草案如附件。本案另詳載於本署環境檢驗所網站（http://www.niea.gov.tw/analysis/epa_www.htm）「環境檢測方法草案預告」網頁。

四、對於本草案內容有任何意見或修正建議者，請於本預告刊登公報之次日起 14 日內陳述意見或洽詢：

(一) 承辦單位：行政院環境保護署環境檢驗所

(二) 地址：桃園市中壢區民族路 3 段 260 號

(三) 電話：(03)4915818 分機 2112

(四) 傳真號碼：(03)4910419

(五) 電子郵件：mryang@mail.niea.gov.tw

署 長 李應元

空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301.15C）草案總說明

行政院環境保護署原於一百零三年公告環境檢測標準方法—「空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301.14C）」，因為業務管制需求，增列室內空氣品質主管機關執行公告場所之現場檢查，得派員進行室內空氣品質檢驗測定，並擇點採樣檢測之規定，以及對採樣時段、採樣點選擇和採樣數量加以明確的規範，以利主管機關執行公告場所之現場檢查。

本方法配合室內空氣品質法規管制之檢測需求，參考 Yang, C. S., Heinsohn, P., Sampling and analysis of indoor microorganisms. John Wiley & Sons, Inc. publication(2007)及 Hung, L. L., Miller, J. D., Dillon, H. K., Field guide for the determination of biological contaminants in environmental samples. 2nd Edition, AIHA, 2005.等書籍，另就「空氣中細菌濃度檢測方法」中方法概要、適用範圍、設備及材料、試劑、採樣與保存、步驟、結果處理、品質管制及參考資料等章節內容另訂定新方法。爰依室內空氣品質管理法第十一條第三項訂定本項檢測方法，併辦理公告廢止「空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301.14C）」。

空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301.15C）草案

公告	說明
主旨：公告「空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301.15C）」，並自中華民國一百零六年二月十五日生效。	方法名稱及生效日期。
依據：室內空氣品質管理法第十一條第三項。	法源依據。
公告事項：方法內容詳如附件。	方法內容。

空氣中細菌濃度檢測方法草案

NIEA E301.15C

一、方法概要

本方法係使用衝擊式採樣器抽吸適量體積之空氣樣本，直接衝擊於適合細菌生長的培養基上。於 $30\pm 1^{\circ}\text{C}$ 培養 48 ± 2 小時後，計數生長於培養基上之細菌菌落數，並換算為每立方公尺空氣中的細菌濃度。

二、適用範圍

本方法適用於空氣中細菌濃度之檢測。

三、干擾

- (一) 採樣器之幫浦及蓄電池功能異常或功率衰減，造成採樣器操作時流量變異，將影響採樣效率。
- (二) 空氣體積計算的誤差可能來自流量或採樣時間測量所產生。通常以流量控制設備減少空氣體積計算的誤差，可使用計時器將採樣時間測量的誤差減至最小。
- (三) 真菌數量過多將遮蔽或抑制細菌之生長，並可能影響細菌之判讀與計數。
- (四) 風速太強可能影響採樣器的流量校正及查核 (Check)。

四、設備與材料

- (一) 可攜型衝擊式採樣器：50%收集效率之截取粒徑 D_{50} (註 1) 應 $\leq 1\ \mu\text{m}$ (須附證明文件)。
- (二) 培養箱：溫度能保持 $30\pm 1^{\circ}\text{C}$ 者。
- (三) 加熱板：可調溫度，並附磁石攪拌功能者。
- (四) 天平：能精稱至 0.01 g 者。
- (五) 菌落計數器：用於計算菌落數目。
- (六) 高壓滅菌釜：能以中心溫度 121°C (壓力約 $15\ \text{lb/in}^2$ 或 $1.05\ \text{kg/cm}^2$) 滅菌 15 分鐘以上者。
- (七) 乾熱滅菌器 (烘箱)：用於玻璃器皿等用具之滅菌。溫度能保持 160°C 達 2 小時或 170°C 達 1 小時以上者。
- (八) 培養皿：選用適合於採樣器之滅菌玻璃培養皿或市售無菌塑膠培養皿，底面平滑無氣泡、刮傷或其他缺點者。
- (九) 三角錐瓶：一般使用 250 至 2000 mL 能耐高壓滅菌之硼矽玻璃製品。
- (十) 冷藏箱：溫度能保持在 $10\sim 20^{\circ}\text{C}$ 者。
- (十一) 水浴槽：溫度能保持在約 $48\pm 2^{\circ}\text{C}$ 者。
- (十二) 無菌操作檯。
- (十三) 流量校正器：校正與量測應可追溯至國家標準或國際標準。
- (十四) pH 計：pH 計之精確度必須達到 0.1 pH 單位。用於內含瓊脂培養基之 pH 值測定時，應搭配表面電極 (Surface probe)。
- (十五) 光學顯微鏡：能放大至 1000 倍油鏡鏡頭。

(十六) 針筒過濾器 (Syringe filter)：無菌濾膜孔徑 0.45 μm ，直徑 13 mm，材質為聚氟化二乙烯 (Polyvinylidene fluoride, PVDF)，或是聚四氟乙烯 (Polytetrafluoroethene, PTFE)。

五、試劑

(一) 試劑水：蒸餾水或去離子水，導電度在 25°C 時小於 2 $\mu\text{mho/cm}$ ($\mu\text{S/cm}$)。

(二) 配製含環己醯亞胺之胰蛋白大豆瓊脂培養基 (Tryptic Soy Agar with Cycloheximide)。胰蛋白大豆瓊脂培養基為適合細菌生長的培養基，環己醯亞胺 (100 $\mu\text{g/mL}$) 可抑制真菌生長，減少真菌的污染。

(1) 胰蛋白大豆瓊脂培養基 (Tryptic Soy Agar，簡稱 TSA)，其每公升之胰蛋白大豆瓊脂培養基含下列成分：

胰化蛋白胨 (Tryptone)	15.0 g
大豆蛋白胨 (Soytone) 或硫化蛋白胨 (Thiopeptone 或 Thiotone)	5.0 g
氯化鈉 (NaCl)	5.0 g
瓊脂 (Agar)	15.0 g
合計	40.0 g

(2) 環己醯亞胺 (Cycloheximide) 100 mg

配製方式，將上述胰蛋白大豆瓊脂培養基成分 40 g 溶於 1 公升試劑水中，經 121°C 滅菌 15 分鐘後，置於 48±2°C 的水浴槽中冷卻，秤取 100 mg 環己醯亞胺溶於 2 mL 95% 酒精 (Ethanol)，經無菌濾膜過濾除菌後，全數加入滅菌完成溫度已降至 48±2°C 之上述胰蛋白大豆瓊脂培養基中，混合均勻後，依採樣器不同分裝適量之培養基至培養皿中 (註 2)，置於室溫下凝固，pH 值以表面電極測定應為 7.3±0.2 (在 25°C)，保存於 4±2°C，保存期限 14 天。可根據檢測需求量，依配方比例配製培養基。

(三) 70% 至 75% 酒精：消毒擦拭用。

(四) 革蘭氏染劑：含有結晶紫染劑 (Crystal violet)、革蘭氏碘液媒染劑 (Gram iodine)、脫色劑 (Decolorizer) 及番紅 (Safranin) 或碳酸複紅染劑 (Carbolfuchsin) 等四種染劑。

六、採樣與保存

(一) 每一場所應進行 1 個時段的採樣，並應於列管場所營業時間結束前 1 個小時內採樣。

(二) 每一場所至少應執行 2 個採樣點，並應選擇在人員動線上，必要時得增加採樣點 (如另發現有滲漏水漬跡，微生物生長痕跡及人員抱怨有不適感的地方)。

(三) 採樣位置應距離室內硬體構築或陳列設施最少 0.5 公尺以上及門口或電梯最少 3 公尺以上。

(四) 採樣前先以 70% 至 75% 酒精擦拭採樣器放置培養基之部位。

(五) 採樣時應將採樣器置於平台處，不可以人員手持採樣器方式進行採樣，以避免採樣人員本身造成的污染。採樣器應置於距離地面約 120 至 150 公分之高度。但國民小學及幼兒園場所，採樣器須降低高度，應置於距離地面約 100 至 120 公分之處。

(六) 採樣時將含培養基之培養皿放置於採樣器內，抽取適量之空氣體積，以衝擊方式將生物氣膠微粒收集到培養基上，採集時間不可超過 10 分鐘，以免造成微生物因脫水過度而無法培

養，採樣結束後培養皿蓋子應先以 70%至 75%酒精擦拭，再蓋回培養皿上。採樣應進行二重複，並須以 2 台採樣器並行採樣，兩台採樣器之間隔為 30~40 公分，採樣後應於 24 小時內送至實驗室培養。

- (七) 進行下一個採樣前，需再以 70%至 75%酒精擦拭採樣器放置培養皿之部位後，才能進行下一次的採樣。
- (八) 採樣後之培養皿應置於樣品容器內，樣品容器應貼妥樣品標籤並密封且貼上封條。
- (九) 採樣期間攜出之培養基，應避免於運送或搬運期間受到污染，應有防制因跳動導致培養基受到污染的措施（如以石蠟膜（paraffin）、透氣膠帶或塑膠套等封存培養皿）。
- (十) 採樣期間攜出之培養基，應保存於 10~20℃之冷藏箱內，使用保冷劑（Refrigerant packs）（如冰寶）保溫，不需要使用冰塊，以避免培養皿累積太多的水滴或水氣，造成培養基內的微生物彼此污染。但是實驗室內保存溫度仍應維持在 4±2℃。採樣前若發現培養皿（含蓋）積留太多的水滴或水氣，應以無菌的吸水紙或棉棒擦乾或吸乾，以減少污染的發生。
- (十一) 採樣前、後應執行流量查核，所測得的流量與校正值差異不得超過±5%，採樣終了時，記錄採樣前、後空氣流量及採集時間，並以下式計算吸引空氣量。

$$V = \frac{Q_s + Q_e}{2} \times t$$

V：吸引空氣量（L）

Q_s：開始時之流量（L/min）

Q_e：終了時之流量（L/min）

t：採集時間（min）

- (十二) 室內空氣品質主管機關執行公告場所之現場檢查，得派員進行室內空氣品質檢驗測定，並擇點採樣檢測。

七、步驟

- (一) 採樣後將培養皿置於 30±1℃培養箱內，倒置培養 48±2 小時。
- (二) 檢測人員應具備區別細菌和真菌之能力（如觀察菌落特徵或進行革蘭氏染色等），以使細菌之計數更為正確。原則上直接計數培養基上長出的菌落即為細菌菌落，但檢測人員若懷疑某些菌落是酵母菌菌落者，則繼續進行七、(三)革蘭氏染色的步驟，依染色結果之微生物大小及形狀，判定該菌落是否為細菌菌落。
- (三) 革蘭氏染色
 - 1、抹片製作：挑取培養基上長出之菌落，於載玻片上製成薄抹片，風乾並過火數次固定。
 - 2、初染：將已固定之抹片，用結晶紫染劑染 1 分鐘，水洗 5 秒鐘。
 - 3、媒染：加革蘭氏碘液媒染劑（Gram iodine）染 1 分鐘，水洗 5 秒鐘。
 - 4、脫色：用酒精、丙酮或是兩者混合之脫色劑洗至不再有紫色褪出，數秒即可，水洗 5 秒鐘。
 - 5、複染：用番紅或碳酸複紅染劑染 1 分鐘，水洗 5 秒鐘。
 - 6、自然風乾。

7、以光學顯微鏡放大 1000 倍油鏡鏡檢，區分細菌及酵母菌（細菌球菌呈圓形，大小 3 μm 以下，酵母菌成圓形或橢圓形，大小 6 μm 以上，細菌明顯比酵母菌小。其餘形狀非呈圓形或橢圓形者，皆判定為細菌）。

8、革蘭氏染色操作步驟可依各廠牌操作說明書進行試驗。

(四) 計數各培養皿中所產生的細菌菌落，並記錄之。若因六之(七)、(八)因素造成污染的情形發生（如瀰漫生長），應重新採樣分析。

八、結果處理

(一) 每個採樣位置採集的二重複樣品完成菌落計數後，先個別參照採樣器原製造廠商提供之校正表【Positive hole correction (conversion) table】進行換算，再依下列公式計算空氣中細菌的濃度，以整數表示（小數位數四捨五入），單位為 CFU/ m^3 （Colony forming unit/per cubic meter），計算實例說明如範例 1。

$$\text{空氣中細菌濃度}\left(\frac{\text{CFU}}{\text{m}^3}\right) = \frac{\text{二重複樣品菌落數換算數值之總和}}{\text{二台採樣器吸引之空氣總量}}$$
$$= \frac{X + Y}{V_X + V_Y}$$

註：X、Y：二重複樣品菌落數經校正表換算之數值

V_X 、 V_Y ：二台採樣器之空氣吸引量

(二) 採集時間達 10 分鐘之樣品，培養後若無菌落生長，細菌濃度小於偵測極限（Limits of Detection, LOD），以「 $<1 \times 1000 / \text{吸引空氣量（公升）CFU}/\text{m}^3$ 」表示（計算實例說明如範例 2）。

(三) 運送空白及設備空白若無菌落生長，以「未生長（No growth）」表示。

(四) 檢測紀錄須註明採樣起始及終了時間、採樣器流速、採集時間、吸引空氣量、培養起始及終了時間、培養基名稱、培養溫度等。

九、品質管制

(一) 微生物採樣人員及檢測人員應具備微生物基本訓練及知識。

(二) 每個採樣位置須進行二重複。計算二重複的差異係將二重複的數值代入下列計算式，計算結果須小於 3.64（計算範例 3）

$$2 \times (\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1 + 1}) < 3.64$$

x_1 是數值較小者， x_2 是數值較大者， x_1 及 x_2 值皆為原始計數的菌落數（即未經校正表換算前的菌落數）

(三) 培養基的品質，每次使用一新品牌或新批號的培養基時，除了應取得該批培養基的原廠測試證明（內容應包含標準菌株之測試結果）之外，實驗室內再依九、(二)進行二重複差異分析，確認與先前使用的培養基一致。

(四) 每批次採樣時，應進行運送空白。每批次需進行一次設備空白。空白樣品經培養後不得檢出。

(五) 培養基於實驗室保存、採樣運送及培養期間，均應保持倒置。

(六) 採樣器有下列情形之一時，則須進行流量校正，校正時應置入充填有培養基的培養皿，以校正器調整採樣器流量至原製造廠商建議之設計流量。

- 1、新機啟用時。
- 2、馬達修理、保養或更換零件後。
- 3、流量計修理、調整或更換。
- 4、單點查核時偏離設計流量超過 $\pm 5\%$ 。
- 5、每 3 個月的定期校正。

十、精密度與準確度
略

十一、參考資料

- (一) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Guidelines for the assessment of bioaerosols in the indoor environment. AGGIH, Cincinnati, 1989.
- (二) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Bioaerosols: Assessment and Control, AGGIH, Cincinnati, 1999.
- (三) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1994-1995 Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. ACGIH, Cincinnati, 1994.
- (四) Hung, L. L., Miller, J. D., Dillon, H. K., Field guide for the determination of biological contaminants in environmental samples. 2nd Edition, AIHA, 2005.
- (五) ASTM, Standard guide for using probability sampling methods in studies of indoor air quality in buildings. D5791-95, Standards on indoor air quality, 2002.
- (六) Storey, E., Dangman, K. H., Schenck, P., DeBernardo, R. L., Yang, C. S., Bracker, A., Hodgson, M. J., Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related to mold exposure and moisture indoors. University of Connecticut Health Center, 2004.
- (七) WHO, Ambient air quality monitoring and assessment. Guidelines for air quality. Geneva, WHO 82-104, 2000.
- (八) Yang, C. S., Heinsohn, P., Sampling and analysis of indoor microorganisms. John Wiley & Sons, Inc. publication, 2007.
- (九) NMAM 0800: Bioaerosol Sampling (Indoor Air), Culturable organisms: bacteria, fungi, thermophilic actinomycetes. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, 1998.
- (十) BS EN ISO 14698-1: Cleanrooms and associated controlled environments—Biocontamination control—Part 1: General principles and methods. <http://www.scribd.com/doc/73559124/ISO-14698-1>, 2003.
- (十一) 香港特別行政區政府室內空氣質素管理小組，辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引，中華民國 92 年。

(十二) 蘇慧貞、李家偉、李俊璋，建置室內空氣品質標準值暨室內空氣污染源調查及監測查驗制度（第一年），行政院環保署專題委託研究計畫，計畫編號：EPA-100-FA11-03-A018，中華民國 100 年。

註 1：D₅₀ 之定義為對應於 50% 收集效率時的微粒氣動直徑，它是表示可收集微粒大小的指標。

註 2：例如選用安德森採樣器，直徑 10 cm 的玻璃培養皿須填充 27 mL 培養基，直徑 10 cm 的塑膠培養皿須填充 45 mL 培養基，直徑 9 cm 的塑膠培養皿須填充 41 mL 培養基；選用 MAS-100 系列之採樣器，塑膠培養皿須填充 25 mL 培養基；其他採樣器則依其說明書填充適量的培養基，以免影響採樣效率。

計算範例 1 空氣中細菌濃度計算實例

A 衝擊式採樣器，共抽吸 84.3 L 的空氣樣品，TSA 培養基長出 79 個細菌菌落；B 衝擊式採樣器，共抽吸 82.5 L 的空氣樣品，TSA 培養基長出 73 個細菌菌落，細菌濃度為 1011 CFU/m³，計算如下：

區分	採樣器吸引 空氣量 (L)	培養皿長出 細菌菌落數	校正表 換算後數值	計算 1 立方公尺 空氣中細菌濃度	結果表示 CFU/m ³
採樣器 A	84.3	79	88.0	$(88.0+80.6) \div (84.3+82.5) \times 1000$ =1010.7913669	1011
採樣器 B	82.5	73	80.6		

計算範例 2 空氣中無細菌菌落生長計算實例

A 衝擊式採樣器採集 10 分鐘，吸引空氣量 283 L，B 衝擊式採樣器採集 10 分鐘，吸引空氣量 280 L，皆無細菌菌落生長以 $< 1 \times 1000 \div (283+280) \times 2$ CFU/m³ 表示，計算結果為 < 3.55239786856 CFU/m³，以 < 4 CFU/m³ 表示。

計算範例 3 空氣中細菌二重複差異計算實例說明

例 1 某採樣位置二重複之細菌菌落數為（105 及 146），代入九、(二)之計算式，計算結果為 3.57，小於 3.64，符合二重複差異的要求。

例 2 某採樣位置二重複之細菌菌落數為（105 及 147），代入九、(二)之計算式，計算結果為 3.66，大於 3.64，不符合二重複差異的要求，須重新採樣。